

Instructivo de instalación de componentes de Huella Dactilar UrU 4500 y configurar en Cellbyte.

1) Instalar driver de dispositivo

- ✓ En /cellbytefingerprint/client/driver, cliquea en Setup.exe
- ✓ Next / Siguiente
- ✓ Aceptamos el EULA
- ✓ Next / Siguiente
- ✓ Next / Siguiente
- ✓ Next / Siguiente
- ✓ Install
- ✓ Reiniciar el computador
- ✓ Conectar el aparato (U.are.U 4500), y después de algunos segundos, debería estar en azul si todos los procesos anteriores han sido seguidos al pie de la letra.

2) Instalar jre para explorador (si es firefox, descargar el plugin de JAVA e instalar)

- ✓ En /cellbytefingerprint/client/jre, cliquea en jre-6u30-windows-i586.exe
- ✓ Clic en Instalar (o Install si su Sistema Operativo está en Inglés)
- ✓ Sigue el resto de la instalación
- ✓ Puede que el navegador Windows Internet explorer le solicite permiso para el plugin de Java, acéptalo por favor.

3) Habilitar java plugin el navegador si no ya esta habilitado

Internet Explorer

- ✓ Haga clic en **Herramientas** y, a continuación en **Opciones de Internet**
- ✓ Seleccione la pestaña **Seguridad** y pulse el botón **Nivel personalizado**
- ✓ Busque **Automatización de los applets de Java**
- ✓ Seleccione la opción **Habilitar**
- ✓ Haga clic en **Aceptar** para guardar sus preferencias

Firefox

- ✓ Inicie el navegador Mozilla Firefox o reinícielo si ya se estaba ejecutando
- ✓ En la parte superior del navegador, seleccione el botón **Firefox** (o el menú **Herramientas** en Windows XP) y **Complementos**
Se abrirá la pestaña del administrador de complementos.
- ✓ En la pestaña del administrador de complementos, seleccione **Complementos**
- ✓ Haga clic en el complemento **Java (TM) Platform** para seleccionarlo
- ✓ Haga clic en el botón **Activar** (si aparece el botón **Desactivar**, Java ya está activo)

4) Agregar el URL de la Aplicacion CellByte en sitio de confianza

Internet Explorer

- ✓ Entra en su dirección de CellByte
- ✓ Clic en Herramientas
- ✓ Opciones de Internet
- ✓ Clic pestaña Seguridad

- ✓ Clic en Icono de Sitios de Confianza
- ✓ Clic en Sitios
- ✓ y damos en Agregar

Mozilla Firefox

- ✓ Clic en Herramientas
- ✓ Opciones
- ✓ Clic pestaña Seguridad
- ✓ Excepciones
- ✓ Y allí, escribe la dirección de su Copia de CellByte
- ✓ Clic en Permitir
- ✓ Clic en Cerrar

Configuración después de la Instalación

Cuando el usuario entra en Admisión > Transacciones, clic en el primer icono que parece a una huella, es posible que aparece una ventana Popup diciendo, si desea ejecutar ese programa:

Cuando aparece el Popup Confiar siempre de este editor “CellbyteHD”